

*CENTEGRA CLINICAL LABORATORIES
McHenry/Woodstock, Illinois*

INSTRUCCIONES PARA EL/LA PACIENTE

Análisis:

Oxalato, Orina

Use este Contenedor:

Contenedor de Orina de 24 Horas
(proporcionado por el laboratorio)

RESTRICCIONES DIETÉTICAS:

1. Evite cantidades excesivas del Ácido Ascórbico o alimentos ricos con el Oxalato durante las 48 horas antes de la colección.
 - Ruibarbo, Fresas, Espinaca y Tomates
 - café, té y chocolate

PROCEDIMIENTO PARA LA COLECCIÓN:

1. Siga la dirección de la **Colección de Orina por 24 Horas**
2. Refrigérela durante la colección.
3. Entréguela al laboratorio dentro de 24 horas después de la colección.