

## **INSTRUCCIONES PARA EL/LA PACIENTE**

---

### **DIRECCIONES PARA LA COLECCIÓN DE LOS OXIUROS**

La colección apropiada y el manejo del equipo preparatorio de oxiuros son esenciales para asegurar que el agente implicado en la enfermedad será encontrado e identificado en el laboratorio.

#### **CRITERIOS DEL ESPÉCIMEN:**

Puesto que los huevos de oxiuros no son encontrados normalmente en el material fecal, las heces fecales frescas no son aceptables para los estudios. Para hacer análisis para los oxiuros, es necesario utilizar una pala estéril de oxiuro coleccionada en la manera resumida abajo.

#### **COLECCIÓN DEL ESPÉCIMEN:**

El espécimen está coleccionado de la piel del área perianal, primeramente en la mañana antes de levantarse y antes de bañarse o vaciar los intestinos.

1. Quite la tapa en la que está insertado una pala ópticamente clara de poliestireno con un lado revestido con un material ligeramente adhesivo no tóxico. El lado está marcado "lado pegajoso". No toque esta superficie con los dedos.
2. Apriete la superficie pegajosa contra la piel perianal con una presión moderada.
3. Escriba el nombre del paciente, la fecha y la hora de la colección en la etiqueta del contenedor.
4. Mantenga el contenedor en la temperatura ambiental y entréguelo a la oficina del médico o al laboratorio dentro de 24 horas.

*Preparativos deben ser tomados para por lo menos de 4 a 6 días consecutivos con resultados negativos antes de que un paciente sea considerado libre de la infección.*