

**CENTEGRA CLINICAL LABORATORIES**  
*McHenry/Woodstock, Illinois*

**INSTRUCCIONES PARA EL/LA PACIENTE**

---

**Análisis:**

Colección de Orina  
por 24 horas

**Use este Contenedor:**

**JARRA proporcionada por el laboratorio  
(con preservativo si es necesario)**

**PROCEDIMIENTO PARA LA COLECCIÓN:**

1. La primera orina (el día de la colección) tiene que ser desechada. Escriba el tiempo de esta evacuación en el contenedor del espécimen.
  2. Coleccione todas las evacuaciones de orina durante las próximas 24 horas.
  3. La colección final debe ser 24 horas después de la primera evacuación de orina. Escriba el tiempo de la última evacuación en el contenedor del espécimen.
- OJO:** Si hay un preservativo en el contenedor, NO evacue directamente en el contenedor del espécimen de 24 horas. Coleccione el espécimen de orina en una taza de colección distinta y échela en el contenedor del espécimen de 24 horas. Asegúrese que la orina no sea contaminada con heces fecales.
4. El contenedor del espécimen de 24 horas debe ser refrigerado, o mantenido con hielo durante el período de colección. Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños.
  5. Etiquete el contenedor del espécimen con lo siguiente:

---

Fecha del Comienzo:

Fecha Final:

Tiempo del Comienzo:

Tiempo Final:

Nombre del/la Paciente:

Fecha de Nacimiento:

Médico/a del Orden:

Nombre del Análisis:

---

6. Devuelva el contenedor de la colección de la orina por 24 horas al laboratorio dentro de 24 horas del período de finalización.