

1. Obtenga los dispositivos de recolección adecuados en el laboratorio de Community Hospital o en la consulta con su médico. Deberá recibir un contenedor de recolección grande y un frasco pequeño con tapa verde que contiene un conservante transparente.
2. Durante las 24 horas anteriores a la recolección, no tome antiácidos, laxantes oleosos ni medicamentos antidiarreicos, a menos que su médico le indique lo contrario. También deben evitarse los exámenes radiológicos con bismuto o bario.
3. Las muestras fecales deben pasarse a un contenedor limpio y seco (por ejemplo: cómodo, plato de papel, envoltura de plástico o contenedor de boca ancha). No contamine con agua u orina.
 - a. Si se recoge en un pañal, primero debe forrar el pañal con una envoltura de plástico (envoltura Saran) para que la muestra no empape el pañal y dé resultados erróneos.
4. Una porción de la muestra de heces debe ser transferida inmediatamente al vial verde, siga las instrucciones incluidas en el vial. Cuando estén presentes, las porciones viscosas, acuosas o sanguinolentas de las heces deben incluirse en el vial.
5. Mezcle bien la muestra (enrosque el tapón y agite enérgicamente).
6. Se recomienda tomar varias muestras de heces para aumentar las posibilidades de recuperación del parásito. Si el médico ordena la recolección de huevos y parásitos x3 (tres muestras), debe recogerse una muestra cada día durante tres días en viales de recolección separados.
7. Etiquete los viales con su nombre completo, fecha de nacimiento y fecha/hora de la recolección, y devuélvalos al laboratorio lo antes posible. Evite exponer las muestras a temperaturas extremas.
8. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el laboratorio de Community Hospital en el (970) 644-3260.