

1. Obtenga los dispositivos de recolección adecuados en el laboratorio de Community Hospital o en la consulta con su médico. Deberá recibir un contenedor de recolección grande, un pequeño vial Para-Pak C&S con tapa naranja que contiene un conservante rosa y una espátula para ayudar a transferir la muestra.
2. Las muestras fecales deben pasarse a un contenedor limpio y seco (por ejemplo: un cómodo, un plato de papel, un envoltorio de plástico o un contenedor de boca ancha). No contamine con agua u orina.
 - a. Si se recoge en un pañal, primero debe forrar el pañal con una envoltura de plástico (envoltura Saran) para que la muestra no empape el pañal y dé resultados erróneos.
3. Una porción de la muestra de heces debe transferirse inmediatamente al vial naranja utilizando la cuchara de transferencia que se encuentra en el interior de la tapa del vial C&S. Añada aproximadamente una o dos cucharadas o suficiente muestra para que el contenido del vial llegue a la LÍNEA DE LLENADO roja. Cuando estén presentes, las porciones viscosas, acuosas o sanguinolentas de las heces deben incluirse en el vial.
4. Vuelva a colocar el tapón y apriételo, luego mezcle bien la muestra (agite vigorosamente).
5. Coloque una porción del espécimen en el contenedor de boca grande con tapa naranja utilizando la espátula si es necesario. Deseche la espátula después de su uso.
6. Asegúrese de que las tapas de todos los envases estén bien puestas y etiquete cada vial con su nombre completo, fecha de nacimiento y fecha y hora de la recolección.
7. Coloque todas las muestras dentro de la bolsa transparente de riesgo biológico y devuélvalas al laboratorio lo antes posible. Si la entrega al laboratorio se retrasa más de 30 minutos después de la recolección, refrigere el contenedor de boca ancha con tapa naranja, pero mantenga el vial Para-Pak C&S de tapa naranja a temperatura ambiente.
8. Si su médico ordena cultivos de heces x3 (tres muestras), recoja una muestra por día en viales de recolección diferentes durante 3 días.
9. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el laboratorio de Community Hospital en el (970) 644-3260.